

あんしんベルト 《 タテベルトの長さ調整輪の作り方 》



輪がほどけた状態



- ① 適当な箇所のベルトを二つ折りにしてつまみます。



- ② つまんだベルトを長さ調整器具(コキ)の隙間の下側から差込みます。



- ③ つまんだベルトをコキの片側の隙間の上から差込みます。



- ④ つまんだベルトをしっかり引張って長さ調整輪の出来上がりです。



出来上がり状態

ご不明な点はお問い合わせ下さい。
㈱ 看護用品研究所
TEL 048-976-8821