


# 洗えば戻る回復力効果。始まる。

## ナース・パット<sup>2</sup> つぶ綿クッション


(重さ単位/g) (寸法単位/cm)

### 角枕(大)




品番 NT-301  
(重さ/1,810g)  
価格 13,500円

### 角枕(中)




品番 NT-302  
(重さ/730g)  
価格 8,000円

### 角枕(小)





品番 NT-303  
(重さ/240g)  
価格 5,000円

### 弓型枕



品番 NT-505  
(重さ/1,080g)  
価格 9,800円

### 円筒枕(大・中)



品番 NT-606(大)  
(重さ/1,140g)  
価格 1,200円  
品番 NT-607(中)  
(重さ/640g)  
価格 9,500円

〈製品価格はすべて税抜で表示しています〉

規格品以外の特注サイズ・形状も受けたまわります

## 新素材の優れた回復性能

### ★つぶ綿クッションの特徴


- ◎体の各部位に負担をかけない柔らかさでも、芯の弾力がしっかり体位を支えます。
- ◎洗濯機・乾燥機の使用にも原状が回復する、原糸レベルから設計された**粒状わた**がベースです。
- ◎通気性と汗の分離・吸収性に特徴のあるナース・パット<sup>2</sup>は、常に肌の清潔を守り続けます。

### ★中綿素材

- ◎粒状わた=つぶ綿は通気性と弾力性に特化し設計されています。
- ◎繰り返しの洗濯も可能で、洗濯によって嵩高(ポリウム)も弾力も回復します。

### ★側地素材

- ◎ポリエステルとレーヨンの組み合わせにより、汗・湿潤を瞬間吸湿します。
- ◎汗を吸収しても側地が湿らず、常に肌を蒸れから守ります。
- ◎しなやかな糸素材で、中綿の凹凸の微妙な起伏を肌に伝えます。



### 【お取り扱い方法】

- ◎洗いは洗濯機、乾燥機の使用可能です。
- ◎酸素系の漂白剤をお勧めしますが、塩素系漂白剤は十分に溶かしてご使用ください。

製造・発売元

株式会社 看護用品研究所  
〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷2-26-16  
TEL (048) 976-8821  
FAX (048) 977-6622